

Seringues jetables en plastique Fisherbrand™



Ces seringues jetables, à usage unique, stériles, sont emballées individuellement sous blister en papier/plastique. Elles sont disponibles dans diverses capacités, présentent une extrémité centrée et proposent des cônes Luer-Lock ou Luer-Slip.

- Conçues pour la filtration et l'aspiration de petits volumes de liquide
- Compatibles avec les filtres à seringue
- Leur structure en trois parties intègre un cylindre et poussoir en polypropylène ainsi qu'un joint en caoutchouc
- Utilisation uniquement à des fins de recherche

N° réf.	Volume	Type de cône	Quantité
15889142	1 ml	Luer	100
15899142	3 ml	Luer	100
15809152	5 ml	Luer	100
15819152	10 ml	Luer	100
15829152	20 ml	Luer	50
15839152	60 ml	Luer	50
15849152	1 ml	Luer-Lock	100
15859152	3 ml	Luer-Lock	100
15869152	5 ml	Luer-Lock	100
15879152	10 ml	Luer-Lock	100
15889152	20 ml	Luer-Lock	50
15899152	60 ml	Luer-Lock	50

En France:

Service clients: 03 88 67 14 14
 Pour nous contacter: fr.fisher@thermofisher.com
 En ligne: fishersci.fr