



## Tubes à centrifuger coniques noirs, opaques

Parfaits pour une meilleure protection des échantillons et des réactifs, en particulier lors de l'utilisation d'espaces de stockage partagés.

- Tous les tubes sont conçus spécifiquement pour empêcher tout relargage de pigment noir
- Les tubes de 1,5 ml disposent de bouchons plats pour une utilisation facile à une main. Il est possible de percer les bouchons si nécessaire
- Les tubes de 15 ml et de 50 ml disposent d'un bouchon amovible qui ne cassera pas le fil en cas de serrage excessif accidentel
- Tous les bouchons sont plats pour un étiquetage facile. Les tubes de 1,5 ml présentent une étiquette dépolie sur le côté, tandis que les tubes de 15 ml et de 50 ml ont un espace revêtu blanc sur le côté
- Les parois rigides permettent une valeur de FCR élevée pour une centrifugation sans soucis
- Fabriqués en polypropylène autoclavable 100 % vierge
- Sans RNase, DNase et apyrogènes avec une traçabilité des lots
- Compatibles avec tous les rotors, et les racks et boîtes de stockage standard conçus pour les tubes coniques de forme classique (c.-à-d. les tubes de 1,5 ml 18 000 xg ; de 15 ml et 50 ml 9 400 xg)

### Informations pour commander

N° de cat.	Désignation	Qté
<b>Tube à fond conique de 1,5 ml</b>		
15386548	Noire	500
<b>Tube à fond conique de 15 ml</b>		
15396548	Noire	500
<b>Tube à fond conique de 50 ml</b>		
15306558	Noire	500

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [eu.fishersci.com](http://eu.fishersci.com)

Austria: +43 (0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20  
 Germany: +49 (0)2304 9325 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478  
 Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00  
 Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303  
 Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500