

Fisherbrand™ Tyvek™ Kat. III Overalls

Fisherbrand Tyvek™ Kapuzen-Overalls bestehen aus weichem Vliesmaterial auf Polyethylenbasis und bieten somit eine perfekt abgestimmte Kombination aus Schutz und Tragekomfort.

Die Overalls bieten hervorragenden Barrierschutz vom Typ 5 und 6 und sind dabei gleichzeitig luft- und wasserdampfdurchlässig.

Fisherbrand Tyvek™ Kat. III Overalls bieten nachweisbar mehr Schutz als vergleichbare SMS-Anzüge und erhöhte Stabilität gegenüber mikroporösen Filmmaterialien.

- Stabil bei gleichzeitig geringem Gewicht (weniger als 180 g/Anzug)
- Gummizug an Gesicht, Hand- und Fußgelenken
- Außenfläche antistatisch behandelt
- Außensäume mit gelber Naht zur visuellen Identifizierung und Differenzierung



Technische Daten

Zertifikaten/Konformität	Typ 5/6, (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5
Farbe	Weiß
Haubentyp	Zweitellig
Produkttyp	Overall mit Haube
Knöchelstil	Gummizug
Material	PE (Polyethylen)
Saumtyp	Genäht
Verfügbare Größe	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Schutzklasse	Kategorie III, Typ 5 und 6
Verschlusstyp	Reißverschluss
Halstyp	Mit Haube
Brustweite (metrisch)	84 bis 92 cm (S) 92 bis 100 cm (M) 100 bis 108 cm (L) 108 bis 116 cm (XL) 116 bis 124 cm (2XL) 124 bis 132 cm (3XL)

Bestellinformationen

Kat.-Nr.	Beschreibung	Menge/VE
16396515	Tyvek™ Fisherbrand Kat. III Overall Größe S weiß	1
16306525	Tyvek™ Fisherbrand Kat. III Overall Größe M weiß	1
16316525	Tyvek™ Fisherbrand Kat. III Overall Größe L weiß	1
16326525	Tyvek™ Fisherbrand Kat. III Overall Größe XL weiß	1
16336525	Tyvek™ Fisherbrand Kat. III Overall Größe 2XL weiß	1
16346525	Tyvek™ Fisherbrand Kat. III Overall Größe 3XL weiß	1

Austria: +43(0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20
 Germany: +49 (0)2304 9325 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478
 Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00
 Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303
 Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500

© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
 Trademarks used are owned as indicated at fishersci.com/trademarks.