


Spatules jetables

Conceptions adaptées à différentes tailles pour convenir parfaitement aux microtubes standard de 0,2, 0,5, 1,5/2,0, 15 et 50 ml



Conceptions adaptées à différentes tailles pour convenir parfaitement aux microtubes standard de 0,2, 0,5, 1,5/2,0, 15 et 50 ml.

- Idéales pour la distribution ou le prélèvement d'échantillons de poudres ou de solides mous
- Spatules double fonction, avec une cuillère à une extrémité et une pelle ou une pioche à l'autre
- Ne se brisent pas lorsqu'elles sont utilisées avec des échantillons gelés dans de l'azote liquide
- Leur centre creux minimise les transferts de chaleur — idéal pour les liquides chauds ou froids
- Disponibles en versions antistatiques, stériles et respectueuses de l'environnement
- Autoclavables et conformes aux normes de la FDA en matière de contact alimentaire
- Fabriquées en polypropylène vierge de qualité alimentaire
- Jetable

N° réf.	Description	À utiliser avec des tubes de	L x l	Évasement cuillère	Pelle ou pioche (L x H)	Qté
15356558	Micro antistatique	0.2 and 0.5mL	140 x 3.5mm	n/a	11mm L tapeRouge @ 15°	300
15326134	Vert	15 and 1.5mL	140 x 7mm	25 x 14mm	30mm x 3mm	300
15336558	Bleu standard	15 and 1.5mL	210 x 7mm	25 x 14mm	30mm x 3mm	300
15346558	Opaque standard	15 and 1.5mL	210 x 7mm	25 x 14mm	30mm x 3mm	300
15376558	Opaque standard stérile	15 and 1.5mL	210 x 7mm	25 x 14mm	30mm x 3mm	100
15366558	Macro Vert	50mL	310 x 10mm	42 x 23.5mm	30mm L tapeRouge @ 35°	150